

MAPS

Medlab Advanced Printing System

P-OX100L
P-OX100
PEARL100L
PEARL100
CAP10
VITRO



Features

- Ausdruck auf Standard Bürolaserdruckern über PCL 5 (*)
- Sichere, drahtlose Übertragung mit Bluetooth 2.0, Klasse 1
- Schnelle Übertragung und schneller Ausdruck
- MAPS-Box kann von einer beliebigen Anzahl von Medlab Geräten genutzt werden
- Sprache des Ausdrucks passt sich automatisch an die Menüsprache an
- Druckt tabellarische und graphische Trends, Histogramme und Statistiken
- Langlebige Ausdrücke zur Archivierung, kein Ausbleichen wie bei Thermopapier
- Druckeranschluss über USB Schnittstelle
- Drucker kann gleichzeitig weiter an einem PC angeschlossen sein (**)

* PCL ist eine Druckersteuerungssprache, die von vielen Herstellern genutzt wird

** Nur für HP Drucker mit zwei Anschluss-Systemen

PCL ist ein Warenzeichen der Hewlett Packard Company

