

PEARL SpO₂

Hochwertige SpO₂-Sensoren für
Medlab Pulsoximeter




Medlab PEARL SpO₂-Sensoren sind mit allen momentan erhältlichen Medlab Pulsoximetern verwendbar. Sie sind das Ergebnis von mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von SpO₂-Sensoren. Durch die Verwendung von hochwertigen Kabeln, einer Kevlarverstärkung und einer speziell entwickelten Zugentlastung sind wir in der Lage, auf die wiederverwendbaren Varianten eine zweijährige Garantie zu gewährleisten.

Die Standardlänge des Sensorkabels beträgt 95 cm, Verlängerungskabel sind optional erhältlich.

Bitte beachten Sie die Tabelle auf der rechten Seite; wir liefern diese Zubehörteile für verschiedene Applikationen.

Durch die Verwendung der PEARL Sensoren wird Ihr Budget planbar: Sie haben die Sicherheit, daß Ihnen für 24 Monate keine weiteren Kosten durch defekte SpO₂-Sensoren entstehen*.



Medlab medizinische Diagnosegeräte GmbH
Erzbergerstrasse 115, 76133 Karlsruhe
Tel. +49 (0) 721 62512-0, FAX +49 (0) 721 62512-12
sales@medlab.eu, www.medlab.eu

medlab
medizinische Diagnosegeräte GmbH

*Medlab PEARL SpO₂ Sensoren können mit allen aktuellen Medlab Pulsoximetern verwendet werden. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Händler oder kontaktieren Sie uns direkt. Mechanische Beschädigungen, wie z.B. zerschnittene Kabel usw. sind von der Garantie ausgenommen. PEARL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Medlab GmbH.

Bestellinformationen

Wiederverwendbare Sensoren:

Typ	Patientengewicht	Bestellnummer
Fingerclip P100	>20kg	00425
Fingerclip PS100	>20kg	00427
Oxiflex gross R100	>20kg	00450
Oxiflex mitt. RM100	>20kg	00460
Oxiflex klein RS100	>10kg	00470
Wickelsensor WR100	>1kg	00429
Y Sensor Y100	>1kg	00426
Ohrclipsensor EA100	>30kg	00428
Zungensensor V100	>20kg	00430

Einmalsensoren::

Typ	Patientengewicht	Bestellnummer
Erwachsene	>30kg	00420
Kinder	10kg-50kg	00421
Kleinkinder	<20kg	00422
Neugeborene	<3kg	00423



P 100
Fingerclipsensor -
Standardmäßig geliefert



PS 100
Kleiner Fingerclipsensor



R 100
Oxiflex gross, Fingersensor



RM100
Oxiflex mittel, Fingersensor



RS 100
Oxiflex klein, Fingersensor



WR 100
Wickelsensor



Y 100
Y-Sensor



EA 100
Ohrclipsensor



V 100
Zungensensor -
für Veterinärmedizin



Einmalsensoren
Lieferung:
24 Stück Packung