

NIBScan

Blutdruckmanschetten



Die NIBScan Blutdruckmanschetten kombinieren hohe Bequemlichkeit mit langer Lebensdauer. Sie wurden mit großer Sorgfalt entwickelt und bestehen aus robusten Materialien, ohne dabei Latex oder PVC zu enthalten.

Die textile Manschette ist mit einem hautfreundlichen Material beschichtet, um die Reinigung zu erleichtern. Die Blase besteht aus kräftigem, aber dennoch flexiblem Polyurethan.

NIBScan Blutdruckmanschetten sind erhältlich für Anschluß-Systeme mit einem- und mit zwei Schläuchen, in jeweils sechs Größen: drei Erwachsenengrößen, eine zur Verwendung am Oberschenkel und zwei Größen für Kleinkinder und Kinder. Die Manschetten werden standardmäßig mit Gewindeanschlüssen geliefert, andere Anschlüsse sind lieferbar, bitte beachten Sie die Tabelle auf der rechten Seite.

Einsatzbereiche

- Pflege
- Patientenmonitoring
- Langzeitblutdruckmessung



Medlab medizinische Diagnosegeräte GmbH
 Erzbergerstrasse 115, 76133 Karlsruhe
 Tel. +49 (0) 721 62512-0, FAX +49 (0) 721 62512-12
 sales@medlab.eu, www.medlab.eu

medlab
 medizinische Diagnosegeräte GmbH

Bestellinformationen

Manschetten mit einem Schlauchanschluß:

Größe	Umfang	Bestellnummer
Kleinkind	9-15cm	90110
Kind	14-21cm	90210
Erwachsene, klein	20-28cm	90310
Erwachsene, normal	27-35cm	90410
Erwachsene, groß	34-44cm	90510
Oberschenkel	42-52cm	90610

Manschetten mit zwei Schlauchanschlüssen:

Größe	Umfang	Bestellnummer
Kleinkind	9-15cm	90120
Kind	14-21cm	90220
Erwachsene, klein	20-28cm	90320
Erwachsene, normal	27-35cm	90420
Erwachsene, large	34-44cm	90520
Oberschenkel	42-52cm	90620

Für die unterschiedlichen Anschlüsse geben Sie bitte nach der Bestellnummer die folgenden Codes an:



Schraubverbinder - Standard



Bajonettverbinder - Suffix SHP



Rastverbinder - Suffix SMQ



Luer-Lock Verbinder - Suffix SDS



Doppelter Schraubverbinder - Suffix CK



Doppelter Luer-Lock Verbinder - Suffix DS



Doppelter Rastverbinder - m-f Suffix DX



Doppelter Rastverbinder - f-f Suffix MQ