

# Pulsoximetersensoren Auswahltable

**Medlab - Der führende europäische Hersteller von Pulsoximetern!**



Fingerclip-sensor

Kleiner Fingerclip

Oxiflex Fingerclip-sensor

Oxiflex kleiner Fingerclip

Y-Sensor

Ohrsensor

Wickelsensor


Zungensensor (VET)

|                      |               |               |                     |                     |                   |               |                    |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Erwachsene           | ++            | ++            | ++                  | ++                  | ++                | ++            | +                  | o             |
| Kinder               | ++            | ++            | ++                  | ++                  | +                 | +             | +                  | --            |
| Säuglinge            | --            | --            | --                  | --                  | +                 | --            | ++                 | --            |
| Neonaten             | --            | --            | --                  | --                  | +                 | --            | ++                 | --            |
| Veterinärmedizin     | o             | --            | o                   | --                  | +                 | --            | o                  | ++            |
| Wiederverwendbar     | •             | •             | •                   | •                   | •                 | •             | •                  | •             |
| Befestigung          | Federklemmung | Federklemmung | Elastische Aufnahme | Elastische Aufnahme | Tape              | Federklemmung | Tape               | Federklemmung |
| Applikationsort      | Finger, Zehe  | Finger, Zehe  | Finger, Zehe        | Finger, Zehe        | Finger, Zehe, Ohr | Ohr           | Finger, Handballen | Zunge         |
| Kabellänge [cm ]     | 140           | 140           | 95                  | 95                  | 95                | 95            | 140                | 95            |
| Langzeitmessungen    | +             | +             | ++                  | ++                  | +                 | +             | ++                 | +             |
| Spot Checks          | ++            | ++            | ++                  | ++                  | +                 | o             | o                  | o             |
| Schnelle Applikation | ++            | ++            | ++                  | ++                  | o                 | o             | o                  | +             |
| Latexfrei            | •             | •             | •                   | •                   | •                 | •             | •                  | •             |
| Garantie 24 Monate   | •             | •             | •                   | •                   | •                 | •             | •                  | •             |
| Verpackungseinheit   | 1             | 1             | 1                   | 1                   | 1                 | 1             | 1                  | 1             |
| Gewicht [g]          | 30            | 27            | 30                  | 27                  | 15                | 20            | 30                 | 30            |
| Bestellnummer        | 00435         | 00437         | 00450               | 00470               | 00426             | 00428         | 00432              | 00430         |

- ++ sehr gut geeignet
- + gut geeignet
- o verwendbar
- nicht geeignet

## Einmalsensoren

Selbstklebend  
Kabellänge 45 cm  
Verpackungseinheit 24



### Verwendung

Erwachsene  
Kinder  
Kleinkinder  
Neonaten

### Bestellnummer

00420  
00421  
00422  
00423