

Pulsoximetersensoren Auswahltable

Medlab - Der führende europäische Hersteller von Pulsoximetern!



Fingerclip-sensor



Kleiner Fingerclip



Oxiflex Fingerclip-sensor



Oxiflex kleiner Fingerclip



Y-Sensor



Ohrsensor



Wickelsensor




Zungensensor (VET)

Erwachsene	++	++	++	++	++	++	+	o
Kinder	++	++	++	++	+	+	+	--
Säuglinge	--	--	--	--	+	--	++	--
Neonaten	--	--	--	--	+	--	++	--
Veterinärmedizin	o	--	o	--	+	--	o	++
Wiederverwendbar	•	•	•	•	•	•	•	•
Befestigung	Federklemmung	Federklemmung	Elastische Aufnahme	Elastische Aufnahme	Tape	Federklemmung	Tape	Federklemmung
Applikationsort	Finger, Zehe	Finger, Zehe	Finger, Zehe	Finger, Zehe	Finger, Zehe, Ohr	Ohr	Finger, Handballen	Zunge
Kabellänge [cm]	95	95	95	95	95	95	95	95
Langzeitmessungen	+	+	++	++	+	+	++	+
Spot Checks	++	++	++	++	+	o	o	o
Schnelle Applikation	++	++	++	++	o	o	o	+
Latexfrei	•	•	•	•	•	•	•	•
Garantie 24 Monate	•	•	•	•	•	•	•	•
Verpackungseinheit	1	1	1	1	1	1	1	1
Gewicht [g]	30	27	30	27	15	20	30	30
Bestellnummer	00425	00427	00450	00470	00426	00428	00429	00430

- ++ sehr gut geeignet
- + gut geeignet
- o verwendbar
- nicht geeignet

Einmalsensoren

Selbstklebend
Kabellänge 45 cm
Verpackungseinheit 24



Verwendung

Erwachsene
Kinder
Kleinkinder
Neonaten

Bestellnummer

00420
00421
00422
00423



medlab

www.medlab.eu