

Pulsoximeter Auswahltablelle

Medlab - Measure, Don't Guess!



| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| PEARL® Technologie | | | | | • | | | • |
| Batteriebetrieb | 2 x AAA / LR-03 | 2 x AA / LR-6 | 2 x AA / LR-6 | | 2 x AA / LR-6 | | | |
| Akkubetrieb | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Akku / Batterielaufzeit | 18h | 18h | 28h | 14h | 25h | 6h | 6h | 6h |
| Schnellladung | | | | • | | | | |
| Netzbetrieb | | | | • | | • | • | • |
| Empfohlen f. Neonaten | | | | | • | | | • |
| Spot-Checks | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Patientenüberwachung | | | •* | • | •* | • | • | • |
| Akustische Alarmer | | | • | • | • | • | • | • |
| Optische Alarmer | | | • | • | • | • | • | • |
| Pulston | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ton Sättigungsabhängig | | • | • | • | • | • | • | • |
| Speicher | | | 26h | 26h | 26h | 26h | 100h | 100h |
| Datenausdruck | | | • | • | • | • | • | • |
| Datenübertragung PC | | | • | • | • | • | • | • |
| Onlineübertragung | | • | | | | • | • | • |
| Art der Anzeige | LED | LED | LCD | LCD | LCD | LED, PLED | TFT LCD | TFT LCD |
| Anzeige Plethymogramm | | | | | | | • | • |
| Pulsbalkenanzeige | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Verwendbar POX-Net | | | | | | • | • | • |
| Maße | 57x62x28mm | 120x65x22mm | 170x78x25mm | 170x78x25mm | 170x78x25mm | 144x144x95mm | 225x175x80mm | 225x175x80mm |
| Gewicht | 65g | 130g | 200g | 200g + 400g | 200g | 680g | 1650g | 1650g |
| Bestellnummer | 00100 | 01900 | 00930 | 00940 | 00970 | 00840 | 00810 | 04010 |

* nur Batteriebetrieb

Wir sind ständig bemüht unsere Geräte zu verbessern, Daher behalten wir uns technische Änderungen gegenüber den Angaben im Katalog vor.

medlab