

NIBScan

Blutdruckmanschetten



Die wiederverwendbaren NIBScan Blutdruckmanschetten kombinieren hohe Bequemlichkeit mit langer Lebensdauer. Sie wurden mit großer Sorgfalt entwickelt und bieten robuste Materialien, ohne dabei Latex oder PVC zu enthalten. Die textile Manschette besteht aus einem hautfreundlichen, biokompatiblen Material. Die Blase ist aus kräftigem, aber dennoch flexiblem Polyurethan.

NIBScan Blutdruckmanschetten sind konzipiert für Anschluss-Systeme mit einem Schlauch. Sie sind erhältlich in fünf Größen: drei Erwachsenengrößen, je eine Größe für Kleinkinder und Kinder. Die Manschetten werden mit EN 80369-5 konformem male Bajonettverbinder geliefert.

Eigenschaften

- Wiederverwendbar
- Biokompatibel
- 1-Schlauchsystem
- EN 80369-5 konformer Anschluss

Einsatzbereiche

- Zur Verwendung mit Medlab Geräten und Medlab NIBScan-Modulen für nicht-invasive, automatisierte, oszillometrische Blutdruckmessung (NIBP)
- Professional healthcare facility environment

Medlab medizinische Diagnosegeraete GmbH
Helmholtzstrasse 1a, 76297 Stutensee, Germany
Tel. +49 (0) 7244 74110-0, FAX +49 (0) 7244 74110-28
sales@medlab.eu, www.medlab.eu

Bestellinformationen

Manschetten mit einem Schlauchanschluß:

zur Anwendung am Oberarm

Größe	Umfang	Bestellnummer
Kleinkind	9 - 15 cm	90110
Kind	14 - 21,5 cm	90210
Erwachsene, klein	20,5 - 28,5 cm	90310
Erwachsene	27 - 35 cm	90410
Erwachsene, groß	34 - 44 cm	90510

Die Manschetten werden mit 20 cm Schlauch und EN 80369-5 konformem male Bajonettverbinder geliefert.:

