

Pulsoximetersensoren Auswahltable

Wiederverwendbare Sensoren



P-200
SpO₂-
Fingerclipsensor
für Erwachsene



PX-200
SpO₂-
Fingerclipsensor
für Erwachsene



PS-200
SpO₂-
Fingerclipsensor
für Kinder



R-200
Oxiflex SpO₂-
Silikonsensor
für Erwachsene



RS-200
Oxiflex SpO₂-
Silikonsensor
für Kinder



Y-200
SpO₂-
Universalsensor



WR-200
SpO₂-
Wickelsensor

Patientengewicht [kg]	> 20	> 20	10 - 50	> 20	10 - 50	> 1	> 1
Erwachsene	++	++	+	++	+	+	o
Kinder	+	+	++	+	++	+	o
Kleinkinder	--	--	--	--	+ / o	++	+
Neugeborene	--	--	--	--	--	++	+
Veterinärmedizin	o	o	--	o	--	+	o
Befestigung	Federklemmung	Federklemmung	Federklemmung	Elastische Aufnahme	Elastische Aufnahme	Klebeband	Klebeband
Applikationsort	Finger, Zehe	Finger, Zehe	Finger, Zehe	Finger, Zehe	Finger, Zehe	Finger, Fuß, Hand	Finger, Fuß, Hand
Kabellänge [cm]	140	280	140	140	140	120	140
Langzeitmessungen	+	+	+	++	++	+	++
Spot Checks	++	++	++	++	++	+	o
Schnelle Applikation	++	++	++	++	++	o	o
Gewicht [g]	46	70	40	40	29	33	33
Bestellnummer	00535	00536	00537	00550	00570	00526	00532

Beschriftung


++	sehr gut geeignet
+	gut geeignet
o	verwendbar
--	nicht geeignet

Weitere Informationen

24 Monate Gewährleistung
Latex-frei
Verpackungseinheit: 1 Stück

Einmalsensoren

- Selbstklebend
- Kabellängen:
45 cm (für Erwachsene, Kinder)
90 cm (für Kleinkinder, Neugeborene)
- Verpackungseinheit: 24 St.



Patienten	Pflaster Name, Bestellnr.	
Erwachsene	DIS-200AP	00540
Kinder	DIS-200CP	00541
Kleinkinder	DIS-200IP	00542
Neugeborene	DIS-200NP	00543